

Medicine Packet SI-70 L & Equipments

Written by Administrator

Tuesday, 23 December 2014 04:34 - Last Updated Friday, 05 April 2019 03:10



Medicine Packet SI-70 L

Merupakan pembungkus obat untuk sekali minum baik unit dose maupun multi dose. Selain menjamin k

- Bahan baku untuk obat.
- Sterilisasi UV & Ozone
- Jaminan atas obat oleh RS / Farmasi
- Untuk packing obat
- Diproduksi secara higienis dan steril
- Hak Paten Indonesia

Cara pemakaian:


- Sebelum obat diracik, terlebih dahulu masukkan Plastic Spoon - L ke dalam Medicine Packet SI-70 L.
- Medicine Packet SI-70 L yang telah siap diisi, disusun berlapis sesuai kebutuhan.
- Masukkan obat yang terdapat di Plastic Spoon -L kedalam Medicine Packet SI-70 L.
- Selanjutnya lakukan proses sealing.

Warna Medicine Packet

Medicine Packet SI-70 L & Equipments

Written by Administrator

Tuesday, 23 December 2014 04:34 - Last Updated Friday, 05 April 2019 03:10



Sealing Equipment - L

